



BIOTECK®

BIO-GEN®

BIOCOLLAGEN®

Sostituti Ossei Naturali
& Membrane

Zymo-Teck® il segreto per innesti di qualità



I sostituti ossei Bioteck sono ottenuti da tessuto osseo equino trattato con Zymo-Teck®, l'esclusivo processo proprietario in grado di rimuovere completamente le componenti antigeniche del tessuto mediante l'impiego di enzimi litici a temperature controllate, evitando di alterare la fase minerale.



La componente minerale ossea inalterata è riconosciuta come endogena dagli osteoclasti. Ciò consente il totale rimodellamento dell'innesto che viene completamente sostituito, in tempi fisiologici, da nuovo tessuto osseo vitale del paziente: creando così la migliore condizione possibile per il posizionamento di impianti osseointegrati.



processo enzimatico



sterilizzazione a raggi beta



sicurezza e qualità



biocompatibilità totale



rimodellamento completo



BIO-GEN®

Granuli

BGS-05s	Granuli spongiosi	1 flacone	0.5g≈1cc	0.25-1mm
BGS-09s	Granuli spongiosi	1 flacone	0.5g≈1cc	1-2mm
BGS-11s	Granuli spongiosi	1 flacone	1g≈2cc	1-2mm
BGC-05s	Granuli corticali	1 flacone	0.5g≈1cc	0.25-1mm
BGM-10s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0.25g≈0.5cc	0.25-1mm
BGM-05s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	0.5g≈1cc	0.25-1mm
BGM-100s	Granuli mix corticali-spongiosi	1 flacone	1g≈2cc	0.25-1mm



BIO-GEN®

Granuli in GEL


BGM-GEL05n*	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 0.5ml	0.5-1mm
BGM-GEL1n*	Granuli mix corticali-spongiosi	1 siringa / 1ml	0.5-1mm



BIO-GEN®

Putty

BGP-01s	Pasta ossea liofilizzata	1 pz	0.5cc
---------	--------------------------	------	-------



BIOCOLLAGEN®

Membrana in Collagene

BCG-01s	Membrana in Collagene	1 pz	25 x 25 x 0.2 mm
BCG-02s	Membrana in Collagene	1 pz	15 x 20 x 0.2 mm

*: Il prodotto è in doppio confezionamento sterile



BIOTECK[®]

Zymo-Teck[®]
PROCESS

Exur-Teck[®]

Bioteck S.p.A.

Sede Amministrativa e Commerciale

Via E. Fermi, 49 - 36057 Arcugnano (VI) - Italia
Tel. +39 0444 289366 – Fax +39 0444 285272
info@bioteck.com – www.bioteck.com



Centro Polifunzionale di Produzione, Ricerca e Sviluppo
Via G. Agnelli, 3 - 10020 Riva presso Chieri (TO) – Italia

bioteck.com



Distributore esclusivo per l'Italia:

Bioactiva Srl

sede operativa: Via E. Fermi, 49
36057 Arcugnano (VI)
Tel. +39 0444 963261 - Fax +39 0444 285132
info@bioactiva.it



Bioactiva[®]