

Zymo-Teck® il segreto per innesti di qualità



I sostituti ossei Bioteck sono ottenuti da tessuto osseo equino trattato con Zymo-Teck®, l'esclusivo processo proprietario in grado di rimuovere completamente le componenti antigeniche del tessuto mediante l'impiego di enzimi litici a temperature controllate, evitando di alterare la fase minerale.



La componente minerale ossea inalterata è riconosciuta come endogena dagli osteoclasti. Ciò consente il totale rimodellamento dell'innesto che viene completamente sostituito, in tempi fisiologici, da nuovo tessuto osseo vitale del paziente: creando così la migliore condizione possibile per il posizionamento di impianti osseointegrati.



processo enzimatico



sterilizzazione a raggi beta



sicurezza e qualità



biocompatibilità totale



rimodellamento completo



BIO-GEN®

Granuli

| | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|----------|
| BGS-05s | Granuli spongiosi | 1 flacone | 0.5g=1cc | 0.25-1mm |
| BGS-09s | Granuli spongiosi | 1 flacone | 0.5g=1cc | 1-2mm |
| BGS-11s | Granuli spongiosi | 1 flacone | 1g=2cc | 1-2mm |
| BGC-05s | Granuli corticali | 1 flacone | 0.5g=1cc | 0.25-1mm |
| BGM-10s | Granuli mix corticali-spongiosi | 1 flacone | 0.25g=0.5cc | 0.25-1mm |
| BGM-05s | Granuli mix corticali-spongiosi | 1 flacone | 0.5g=1cc | 0.25-1mm |
| BGM-100s | Granuli mix corticali-spongiosi | 1 flacone | 1g=2cc | 0.25-1mm |



BIO-GEN®

Granuli in GEL

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|--|---------|
| BGM-GEL05n* | Granuli mix corticali-spongiosi | 1 siringa / 0.5ml | | 0.5-1mm |
| BGM-GEL1n* | Granuli mix corticali-spongiosi | 1 siringa / 1ml | | 0.5-1mm |



BIO-GEN®

Putty

| | | | | |
|---------|--------------------------|------|-------|--|
| BGP-01s | Pasta ossea liofilizzata | 1 pz | 0.5cc | |
|---------|--------------------------|------|-------|--|



BIOCOLLAGEN®

Membrana in Collagene

| | | | |
|---------|-----------------------|------|------------------|
| BCG-01s | Membrana in Collagene | 1 pz | 25 x 25 x 0.2 mm |
| BCG-02s | Membrana in Collagene | 1 pz | 15 x 20 x 0.2 mm |

*: Il prodotto è in doppio confezionamento sterile